

# ليفترزيوم

طاولة تدليك

REF/ LWM15M

كومودو




بطاقة تقنية

## الوصف

طاولة تدليك مصنوعة من الخشب الصلب ورغوة تقويم العظام، أنيقة ومريحة، مع مسند ظهر قابل للرفع آلية ضبط مسند الظهر : يدوياً  
المواصفات الفنية

## المعدات :



طاولة تدليك ذات مستويين  
بفتحات للوجه أو بدونها  
مسند ظهر قابل للإمالة بزاوية 30 درجة، 45 درجة، 60 درجة  
آلية ضبط مسند الظهر من الزان

## الخامات :

مواد:

التتجيد

-سكاي إيطالي

-رغوة تقويم العظام

هيكل

-خشب أحمر

-خشب الزان

## الألوان:

-بني أرز

-أزرق بروسي

-رمادي غامق

- وزن الطاولة: 28 كجم
- سعة الحمولة: 170 كجم
- المنشأ: صنع في الجزائر
- الضمان: 1 سنة


## الأبعاد

-الطاولة: 70 × 198 سم

-القسم الخلفي: 70 × 74 سم

-الارتفاع: 60 سم

-سماكة المفروشات: 5 سم



## الصيانة :

### ● المفروشات :

- قم بإزالة الغبار بقطعة قماش مبللة
- نوصي بتنظيف الطاولات باستخدام : الصابون أو الماء أو منتجات ذات درجة حموضة محايدة
- لا تستخدم المنتجات الكاشطة أو الكحولية. فقد تتلف طاولتك
- قم بإزالة البقع بأسرع وقت ممكن، قبل أن تتغلغل في الجلد
- تجنب المذيبات والمنظفات ومزيلات البقع بشكل عام لأنها تحتوي على مواد ضارة
- لا تعرض الطاولة للأشعة تحت الحمراء لفترة طويلة, فقد تؤدي الأشعة تحت الحمراء في النهاية إلى تلف نسيج طاولة التدليك

### ● كم مرة يجب تنظيف طاولة التدليك الخاصة بك؟

يجب إجراء تنظيف شامل لطاولة التدليك الخاصة بك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع من أجل الامتثال للوائح النظافة المعمول بها في عيادتك بالنسبة للمدلكين، يجب تنظيف الطاولة بعد كل جلسة تدليك للحفاظ على النظافة الجيدة. إن زيت التدليك دهني للغاية، لذا امسح بقطعة قماش مبللة لمنع الزيت المتسرب من التغلغل في جلد الطاولة. يمكن لكريمات وزيت التدليك ان تغير من لون الجلد وتؤثر على جودته.

### ما هي الأدوات التي تحتاجها لصيانة طاولة التدليك الخاصة بك؟

- لفة من الورق الذي يستخدم لمرة واحدة
- غطاء واقى
- مناديل مطهرة

شكراً لاختيارك طاولة التدليك كومودو. تتوافق طاولة التدليك مع متطلبات ومعايير السلامة  
إذا كان لديك أي اقتراحات لتحسين معدائنا، فلا تتردد في الاتصال بنا. نحن نتطلع إلى الاستماع منك  
للحصول على أي معلومات أخرى عن ليفتوزيوم، يرجى مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني التالي [info@liftosium.com](mailto:info@liftosium.com)

ليفتوزيوم لا تتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء في التعامل مع معدائنا  
تتوفر النسخة الحالية من هذه النشرة بعدة لغات في متجرنا الإلكتروني [https:// www.liftosium.com](https://www.liftosium.com)

خدمة ما بعد البيع لدينا تحت تصرفك على العنوان التالي:

**02 شارع الشيوخ بوزريعة 16340، الجزائر العاصمة**

لإعادة بضاعتك من أجل التصليح، يُرجى استخدام العنوان أعلاه.

**هام! لا تقم أبداً بإرجاع البضائع دون موافقة مسبقة من خدمة ما بعد البيع لدينا.** سيتم رفض الشحنة عند الاستلام  
للتواصل معنا :

النقال: 20 93 32 / 213 660 20 84 38+ (من الساعة 7:30 صباحاً إلى 8:00 مساءً من السبت إلى الخميس)

الهاتف: 213 23 18 27 70+ (من الساعة 7:30 صباحاً إلى 4:30 مساءً من الأحد إلى الخميس)